

Identyfikacja zwierząt

Do zakładania kolczyków służą kolczykownice. Powinny być wykonane z trwałego materiału, dokładnie zapinać kolczyki – najczęstszym błędem popełnianym przez hodowców jest niedopasowanie rodzaju igły do rodzaju kolczyka, co powoduje nieściśnięcie zapięcia i gubienie kolczyka przez zwierzęta. Każda kolczykownica powinna mieć możliwość wymiany igły (lub wkładki z igłą).



Kolczykownica Profi jest masywna, solidna. Jej specjalna budowa pozwala na ruch igły w poziomie, dzięki czemu igła nie podlega przeciążeniom, które mogłyby spowodować jej złamanie. Plastikowe uchwyty zapobiegają wyślizgnięciu się kolczykownicy z dłoni. Sprzedawana z szarą wkładką pasującą do kolczyków Flexoplus (CanAgri).

Kolczykownica Classic jest lekka i prosta w obsłudze. Posiada blokadę otwarcia. Zalecana dla właścicieli mniejszych stad



„Rodzaj igły w kolczykownicy powinien być zawsze dopasowany do rodzaju zakładanego kolczyka!”

Zamawiam

07-0001	Kolczykownica Profi	z igłą do kolczyków Flexoplus	1 / 10
07-0010	Wkładka do kolczykownicy Profi	niebieska, do kolczyków Allflex	1 / 10
07-0011	Wkładka do kolczykownicy Profi	szara, do kolczyków Flexoplus CanAgri	1 / 10
07-0013	Wkładka do kolczykownicy Profi	czarna, do kolczyków Primaflex	1 / 10
07-0003	Kolczykownica Classic	standard	1 / 10
07-0015	Igła do kolczyków MultiFlex (CanAgri)	do kolczykownicy 07-0003	1 / 50
07-0014	Igła do kolczyków Allflex	do kolczykownicy 07-0003	1 / 50
07-0016	Igła do kolczyków Polnet	do kolczykownicy 07-0003	1 / 50

